




MONTAGE BALANÇOIRE



PMU ET PMU W/SUR LE PATIENT



SUR LE PATIENT



DISTRIBUTION LATÉRALE




Table de matières

Informations Générales	2
Fonctionnement	3 - 4
Réglages de l'unité dentaire	5 - 8
Nettoyage, désinfection et stérilisation	8 - 9
Maintenance	9 - 11

Page

2
3 - 4
5 - 8
8 - 9
9 - 11

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DEFINITION DES SYMBOLES

Les symboles et les termes suivants peuvent être utilisés dans ce manuel.



AVERTISSEMENT: Ne pas suivre attentivement les procédures peut engendrer des blessures ou des pertes de vie.



ATTENTION: Ne pas suivre attentivement la procédure décrite peut entraîner des dommages à l'équipement.


DISPOSITION DU PRODUIT

Contactez votre revendeur agréé pour l'élimination appropriée de l'appareil pour s'assurer du respect de vos règlements environnementaux les.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Ce produit peut être identifié par son étiquette du produit. Cette étiquette indique le modèle de l'appareil et le numéro de série.

Notez l'**EXEMPLE** d'étiquette ci-dessous.



AVERTISSEMENT: Ce produit doit être nettoyé et désinfecté avant chaque utilisation.



AVERTISSEMENT: La non restitution des pièces à main à leurs propres emplacements pourrait entraîner des pièces alternatives ou supplémentaires sans préavis.



AVERTISSEMENT: Un équipement adéquat de protection individuelle (EPI), y compris, des gants et des lunettes de protection doivent être utilisés lors du nettoyage de la trappe de débris.



PRUDENCE: Seuls les techniciens de ce domaine sont autorisés et qualifiés pour réparer cet équipement.



PRUDENCE: faites appel à un électricien certifié pour tout le câblage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



AVERTISSEMENT: La désinfection du matériel entre les patients pourrait exposer l'utilisateur / patient à la contamination croisée et biocontamination.



AVERTISSEMENT: Les cordons d'alimentation et les éléments associés ne peuvent pas être remplacés sans risque d'électrocution ou d'incendie. Utilisez des pièces de rechange autorisées. Les cordons d'alimentation doivent être installés par un personnel qualifié. Assurez-vous que tous les services, les reliefs et les gardiens de la moelle sont en place et que la ligne, neutre et les fils de terre sont fixés.



AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement doit être raccordé uniquement au réseau d'alimentation avec de la terre de protection (terre).



AVERTISSEMENT: la mauvaise installation et fixation du matériel peut entraîner des blessures ou dommages.

FONCTIONNEMENT

TÊTE DE CONTRÔLE DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION - TOUS LES MODÈLES

Les différents contrôles d'exploitation sont situés sur la face inférieure de la tête de commande où ils sont à l'abri de la plupart des contaminants atmosphériques.

Maître Marche/Arrêt: Situé sur le côté gauche de la surface de commande vers l'avant, cette robinet active les vannes d'arrêt air et l'eau, qui contrôlent l'approvisionnement en air et l'eau à l'unité. **Remarque:** Pour les modèles DO4002 et DO4052 Master On / Off est situé à la J-Box.



ATTENTION: Lorsque vous ne l'utilisez pas, tournez le Maître On/Off à la position Off. L'interrupteur principal est un dispositif de sécurité important qui doit être utilisé afin d'éviter les inondations accidentelles.


Rinçage: Situé sur le côté gauche de la tête de commande à l'arrière du Master On / Off, ce bouton est utilisé pour purger l'eau de refroidissement de la tubulure de la pièce à main. Tenez le tube de la pièce à main sur un récipient suitable, puis activez et maintenez la bascule pendant au moins 30 secondes pour rincer les pièces à main.

Frein pneumatique: Situé sur le côté droit de la tête de commande vers l'avant, cette bascule momentanée active et libère le frein pneumatique dans le bras flexible.

Contrôle de flux d'air de refroidissement: Située sur le côté droit de la commande, cette vanne de commande ajuste la quantité d'écoulement du liquide de refroidissement de l'air à toutes les pièces à main. Tournez vers la gauche pour augmenter le débit et dans le sens horaire pour diminuer le débit.

Contrôle de flux de la pièce à main: Situées à l'avant de la tête de commande, ces vannes de régulation ajustent la quantité de liquide de refroidissement de l'eau fournie à la pièce à main correspondante. Faire tourner la soupape de commande augmente l'eau de refroidissement dans le sens antihoraire, faire tourner la vanne de contrôle diminue dans le sens horaire du liquide de refroidissement de l'eau.

Les supports de la pièce à main: la sélection de la pièce à main est automatique. Les supports automatiques de la pièce à main comportent des vannes d'actionnement qui permettent le fonctionnement de chaque pièce à main qui est soulevée de son support, sans la nécessité d'une sélection manuelle.




UTILITAIRES MONTAGE POTEAU - LES MODÈLES PMU ET PMU W / SUR LE PATIENT

Air Q / D: Cette sortie de l'air fournit un débit de 80 psi pour lancer les accessoires pour l'utilisateur. Accepte 9.525mm. Raccord mâle à déconnexion rapide.

Eau Q / D: Cette sortie d'eau fournit un débit 40 psi sortie pour lancer les accessoires pour l'utilisateur. Accepte un 6mm. Raccord mâle à déconnexion rapide.

Contrôle de flux: Cette vanne à pointeau ajuste la sortie d'eau de l'eau Q / D. Tournez vers la gauche pour augmenter le débit de l'eau et faites tourner dans le sens horaire pour diminuer le débit.

Sélecteur Ville / Bouteille: Cette vanne commande l'entrée du système d'eau. Avec la bascule dans la position "City", l'eau pénètre dans l'unité de soins de la plomberie de bureau. Avec la bascule vers le bas dans la position "de la bouteille", l'eau pénètre dans l'unité de soins du système d'eau autonome.



SUITE DU FONCTIONNEMENT


PÉDALE DE COMMANDE SEC / HUMIDE – MODÈLES MONTAGE BALANÇOIRE, PMU W / SUR LE PATIENT, LIVRAISON LATÉRALE

Les systèmes de distribution sont équipés de disque à pied pour commander, humide-sec, à vitesse variable. La pression du pied sur une partie quelconque du disque de la pédale de commande contrôle le flux d'air à la pièce à main active.

REMARQUE: Les modèles DO4002 et DO4052 ne comprennent pas une pédale de commande.

Eau de refroidissement On / Off: Cette bascule interrompt le flux de liquide de refroidissement d'eau pour les pièces à main lors de l'exécution d'une procédure qui nécessite la coupe à sec.

DISQUE DE COMMANDE




LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE L'EAU ON/OFF

SYSTÈME D'EAU AUTONOME - MODÈLES MONTAGE BALANÇOIRE, PMU ET PMU W / SUR LE PATIENT

Le système d'eau autonome vous permet d'isoler votre pratique de l'alimentation en eau municipale. Le système d'eau autonome utilise une bouteille sous pression pour fournir de l'eau à l'unité dentaire, vous donnant le plein contrôle de la source et de la qualité de l'eau. Une vanne de sélection vous permet de sélectionner soit l'alimentation en eau de la ville ou d'un approvisionnement en eau en bouteille de votre choix.


UTILISATION DE L'EAU EN BOUTEILLE

1. Assurez-vous que l'unité dentaire est éteinte. Remplissez la bouteille d'eau puis installez le collecteur (voir les instructions d'installation).
2. Mettez l'unité dentaire en marche et vérifiez les fuites à la bouteille. Si des fuites d'air ou de l'eau sont observées, mettez l'appareil dentaire en arrêt pour libérer toute la pression avant de serrer la bouteille pour arrêter la fuite.
3. Sélectionnez l'eau de ville ou l'eau de bouteille, comme vous le souhaitez, à l'aide du sélecteur Ville / bouteille sur l'unité dentaire.



SELECTEUR VILLE/BOUTEILLE

SELECTEUR VILLE/BOUTEILLE



UTILISATION DE L'EAU EN BOUTEILLE

1. Mettez l'unité dentaire en **ARRÊT** et patientez quelques secondes pour que la pression d'air soit libérée de la bouteille. **Ne tentez jamais de dévisser la bouteille alors qu'elle est sous pression!**
2. Après avoir relâché la pression, retirez la bouteille vide et installez une bouteille pleine.
3. Mettez l'unité dentaire en **MARCHE** et vérifiez les fuites à la bouteille comme précédemment décrits.



ATTENTION: Utilisez uniquement des bouteilles d'eau fournies par le fabricant. Veuillez ne pas utiliser des bouteilles de boissons gazeuses qui sont à paroi mince et qui peuvent se rompre sous pression.



AVERTISSEMENT: Ne tentez pas de régler la pression de la bouteille d'eau. La pression de la bouteille est livrée pré-réglée à 40 psi. La pressurisation de la bouteille d'eau sur 40psi peut provoquer la rupture de la bouteille.

AJUSTEMENTS DE L'UNITÉ DENTAIRE

AIR - MODÈLES MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATÉRALE ET PMU W / SUR LE PATIENT

1. Retirez le couvercle de la tête de l'unité. Localisez le bloc de pièce à main automatique et la jauge d'air.
2. Installez une fraise dans la pièce à main qui doit être ajustée. Les vis de réglage de l'air sur le bloc de la pièce à main correspondent aux positions de la pièce à main sur la barre de support.
3. Lancez la pièce à main. Avec la plaque de commande de pied complètement enfoncé, tournez la vis de réglage correspondant avec un petit tournevis. Dans le sens horaire pour diminuer la pression, dans le sens antihoraire pour augmenter la pression.




ATTENTION: Se reporter aux instructions du fabricant de la pièce à main pour la pression d'air recommandée. Dépasser les recommandations des fabricants peut endommager la pièce à main.




ATTENTION: Évitez d'utiliser la pièce à main pendant de longues périodes plus longues que nécessaire pour vérifier la pression de la jauge. Un fonctionnement prolongé sans charge peut endommager la pièce à main. Veuillez ne pas faire fonctionner la pièce à main sans fraise dans le mandrin.

BLOC DE PIÈCE À MAIN AUTOMATIQUE



JAUGE D'AIR


ENTRAÎNEMENT DE VIS DE RÉGLAGE D'AIR




SERINGUE DU DOCTEUR - BÂTI D'OSCILLATION, SUR LE PATIENT, CÔTÉ LIVRAISON ET PMU W/SUR LES MODÈLES PATIENTS

Les vis de réglage vous permettent de contrôler l'écoulement de l'air et de l'eau de la seringue pour éviter les éclaboussures et de parvenir à un modèle de brouillard souhaitable. Les vis de réglage sont situées sous la tête de l'unité directement au-dessous du bloc de contrôle de la seringue.

BLOC DE CONTRÔLE DE LA SERINGUE



VIS DE RÉGLAGE VIS DE RÉGLAGE



SUITE REGLAGE DE L'UNITÉ DENTAIRE


1. Utilisez une clé hexagonale 2mm ou le tournevis fourni avec l'unité pour effectuer le réglage du débit de la seringue. Identifiez quelle est la vis de réglage pour l'air et pour l'eau par la couleur de la tubulure raccordée au bloc. Le rouge est pour l'eau, le gris est pour l'air.
2. Réglez l'eau d'abord, avec le bouton de la seringue enfoncée complètement. Tournez la vis dans le sens horaire pour diminuer le débit ou à gauche pour augmenter le débit.
3. Après avoir ajusté l'eau à l'écoulement désiré, appuyez sur les deux boutons simultanément et réglez le débit d'air pour obtenir un motif de brume qui convient à vos besoins.

SERINGUE D'ASSISTANT - MODELES PMU ET PMU W/SUR LE PATIENT

Situé sur la paroi arrière, juste au-dessus de l'étiquette de série dans le PMU, les vis de réglage vous permettent de contrôler l'écoulement de l'air et de l'eau de la seringue pour éviter les éclaboussures et de parvenir à un modèle de brouillard souhaitable. Les vis de réglage sont situées sous la tête de l'unité directement au-dessous du bloc de contrôle de la seringue.

1. Utilisez une clé hexagonale 2mm ou le tournevis fourni avec l'unité pour effectuer le réglage du débit de la seringue. Identifiez quelle est la vis de réglage pour l'air et pour l'eau par la couleur de la tubulure raccordée au bloc. Le rouge est pour l'eau, le gris est pour l'air.
2. Réglez l'eau d'abord, avec le bouton de la seringue enfoncée complètement. Tournez la vis dans le sens horaire pour diminuer le débit ou à gauche pour augmenter le débit.
3. Après avoir ajusté l'eau à l'écoulement désiré, appuyez sur les deux boutons simultanément et réglez le débit d'air pour obtenir un motif de brume qui convient à vos besoins.

BLOC SERINGUE D'ASSISTANT




CENTRE UTILITAIRE - TOUS LES MODÈLES

Situé dans le J-Box, le Centre utilitaire est réglé en usine à 80 psi pour la pression de l'air et 40 psi pour la pression de l'eau.

1. Régulateur d'air: Tournez le Maître On/Off à la position «ON». Pour augmenter la pression, tourner la vis de réglage du régulateur dans le sens horaire. Pour diminuer la pression, tourner la vis de réglage du régulateur dans le sens anti-horaire et appuyez sur le bouton de l'air de la seringue pour soulager la pression en excès dans le système.
2. Régulateur de l'eau: Tournez le Maître On/Off à la position «ON». Pour augmenter la pression, tournez la vis de réglage du régulateur dans le sens horaire. Pour diminuer la pression, tourner la vis de réglage du régulateur dans le sens anti-horaire et appuyez sur le bouton de l'eau de la seringue pour soulager la pression en excès dans le système.

CENTRE DE SERVICE (OMBILICALE APPAREIL NON MONTRÉ POUR PLUS DE CLARTÉ)



TENSION DU BRAS FLEXIBLE – MODELES MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATÉRALE ET PMU W/ SUR LE PATIENT


Le bras Flex est préréglé à l'usine, mais il peut être nécessaire de réajuster la tension aux besoins de l'utilisateur.

1. Soulever le fauteuil et fléchissez les bras aussi haut que possible pour faciliter l'accès.


SUITE REGLAGE DE L'UNITÉ DENTAIRE

2. Faites glisser la «bande de ventre» de sous le bras exposant l'ombilical et la poignée de réglage de la tension.
3. Utilisez la poignée pour tourner l'écrou étoile en le glissant dans l'écrou et en tournant, puis sortez et repositionnez pour chaque tour. Tourner l'écrou étoile dans le sens horaire augmente la tension dans le bras rendant ainsi le bras capable de tenir plus de charge.


ENLEVER LA BANDE DE VENTRE BRAS FLEX POUR LA POIGNÉE D'AJUSTEMENT DE L'ACCÈS



DANS LE SENS HORAIRE POUR AUGMENTER LA TENSION




VERS LA GAUCHE POUR DIMINUER LA TENSION



FREIN DU BRAS FLEXIBLE – MONTAGE BALANÇOIRE


Le frein de rotation du bras flexible peut augmenter ou diminuer en serrant ou desserrant la vis de réglage située au-dessus du système d'eau autonome avec une clé hexagonale 2mm.



REGLAGE DE SUPPORT - MODELES MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATÉRALE ET PMU W/ SUR LE PATIENT

Les supports sont pré-espacés et nivelés de l'usine, mais peuvent être repositionnés pour les besoins de l'utilisateur.


1. Avec une clé hexagonale 3mm, Dévissez les deux vis de fixation situées sur le fond du support.
2. Repositionnez le support à l'endroit désiré.
3. Resserrez les deux vis de réglage avec la clé hexagonale 3mm pour fixer le support en position



TENSION DE BRAS TÉLESCOPIQUE- MODELES PMU ET PMU W/SUR LE PATIENT

Le bras télescopique pivote horizontalement au niveau de la bride et au niveau du bras de liaison. Cette tension peut être augmentée ou diminuée en serrant ou desserrant les vis de réglage avec une clé hexagonale 2mm.

Le support d'instrument à quatre positions pivote horizontalement et tourne sur son axe. Cette tension peut être augmentée ou diminuée en serrant ou desserrant les vis de réglage avec une clé hexagonale 2mm.



NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

L'équipement de nettoyage peut être nettoyé avec une solution de détergent doux et de l'eau chaude. Une variété de désinfectants de surface est disponible pour une utilisation dans des salles de soins dentaires. Certains d'entre eux peuvent causer une décoloration des surfaces peintes, plaquées ou anodisées avec une utilisation répétée. Ceci peut être minimisé en respectant scrupuleusement les instructions du fabricant du désinfectant et par un lavage fréquent avec l'eau et du savon.



ATTENTION: Veuillez ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre, de tampons à récurer ou épurateurs abrasifs sur les peintes, en plastique ou en métal des surfaces de cet appareil dentaire. Pour enlever de la matière sèche, utilisez une brosse à poils souple et une solution de détergent doux.

TECHNIQUE DE BARRIÈRE

Chaque fois que possible, les barrières jetables doivent être utilisés et modifiés entre les patients. La technique de barrière assurera un maximum de durabilité à long terme des surfaces et des finitions de l'équipement.

DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

La lutte contre les infections dans le cabinet dentaire continue d'être une priorité pour nos clients et les utilisateurs finaux. L'OSHA, l'ADA et la CDC sont également impliqués dans cette question complexe. Le fabricant ne tentera pas de spécifier les intervalles requis pour la désinfection et ne peut pas recommander le meilleur désinfectant de surface totale. Veuillez vous référer aux recommandations de contrôle des infections publiées par l'American Dental Association pour plus d'informations.

DÉSINFECTION

L'utilisation d'agents désinfectants chimiques ne sont pas nécessaires si l'instrument va être stérilisé. Bien que leur utilisation puisse être facile et rapide, il est important de connaître l'efficacité de tout désinfectant chimique contre les divers agents infectieux qui peuvent être rencontrés.

Votre concessionnaire de fournitures dentaires aura des informations actuelles de tous les fabricants de désinfectants concernant l'efficacité de leur produit. Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant du produit pour utilisation.

SUITE NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION



ATTENTION: La plupart des désinfectants chimiques peut être susceptible de causer un certain degré de décoloration. Cela peut être minimisée par un nettoyage fréquent avec de l'eau et du savon, et dans le cas d'Iodophores, l'utilisation régulière de neutralisants de d'Iodophores.

DÉSINFECTION CHIMIQUE

Quel que soit le désinfectant chimique utilisé, il est impératif que l'équipement soit lavé soigneusement avec du savon doux et de l'eau chaude au moins une fois par jour. Ce lavage vers le bas permet de minimiser les effets néfastes des résidus de désinfectants chimiques étant autorisés à s'accumuler sur l'équipement. Lors de l'utilisation de désinfectants chimiques, faites toujours une attention stricte aux instructions de désinfection du fabricant. Lors de l'utilisation des désinfectants concentrés, mesurez le concentré avec soin et mélangez selon l'emballage. Les solutions désinfectantes qui sont relativement inoffensives pour les surfaces à leurs forces recommandées peuvent être corrosives à des taux de dilution plus élevé que ceux recommandés.



ATTENTION: Ces désinfectants nuiseront aux finitions de surface de matériel dentaire et ne sont pas recommandés. Forts Phénols / combinaisons Phénol alcool, hypochlorite de sodium / Eau de javel de ménages, Bromure de sodium, alcool fort, Nettoyants ménagers (Équipement Dentaire seulement), Citrique Acides, ** Iodophores, Ammonium Chlorure et hydrogène accéléré (0,5%).

**** Les désinfectants à base d'Iodophore provoqueront une coloration jaune sur de nombreuses surfaces.**

STÉRILISATION

Il existe plusieurs méthodes de stérilisation qui peuvent être utilisées. Il est important de se rappeler, cependant, que quelle que soit la méthode choisie, les températures ne doivent jamais dépasser 275 ° Fahrenheit (135 degrés Celsius).

Toutes les méthodes de stérilisation suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur vos instruments autoclavables:

- Autoclave à vapeur
- Oxyde d'éthylène gazeux
- Processus de vapeur chimique

Veillez ne pas laisser les instruments entrer en contact avec les parois du stérilisateur. Évitez de placer les instruments en étroite proximité à l'élément de chauffage du stérilisateur.

La stérilisation par la chaleur sèche n'est pas recommandée en raison de la difficulté à maintenir le contrôle précis de la température nécessaire pour éviter d'endommager les instruments.



ATTENTION: Lors de l'utilisation du procédé chimique en phase vapeur, il est essentiel de rincer tous les agents de nettoyage à l'eau claire. Les surfaces internes et les passages doivent être soigneusement éliminés des produits de nettoyage résiduels par rinçage avec de l'eau puis de l'alcool isopropylique. Cela permettra d'éviter la formation d'un résidu cristallin résultant des réactions entre les solutions chimique en phase vapeur et des agents de nettoyage.

MAINTENANCE

NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

Les surfaces extérieures peuvent être nettoyées avec une solution de détergent doux et de l'eau chaude. Une variété de désinfectants de surface est disponibles pour une utilisation dans des salles de soins dentaires. Certains d'entre eux peuvent causer une décoloration des surfaces peintes, plaquées ou anodisées avec une utilisation répétée. Ceci peut être minimisé en respectant scrupuleusement les instructions du fabricant du désinfectant et par un lavage fréquent avec l'eau et du savon.

SUITE MAINTENANCE



ATTENTION: Veuillez ne pas utiliser de nettoyants en poudre, de tampons à récurer ou épurateurs abrasifs sur les surfaces peintes, en plastique ou en métal de cet appareil dentaire. Pour enlever de la matière sèche dessus, utilisez une brosse à poils souple et une solution de détergent doux.

INSTRUMENTS D'ASPIRATION D'ASSISTANT - APRÈS CHAQUE PATIENT

Dessinez l'eau claire à travers chaque vanne, tout en ouvrant et en fermant plusieurs fois. Laissez la vanne ouverte pendant quelques secondes pour permettre à toute l'eau de nettoyer les tuyaux. Les bouts HVE et Saliva Ejector doivent toujours être remplacés par des stériles avant chaque patient.

INSTRUMENTS D'ASPIRATION D'ASSISTANT – FIN DE JOURNÉE

Nous recommandons que vous dessiniez une solution de système d'assainissement d'aspiration à travers chaque vanne, tout ouvrant et fermant. EcoVac est un système aspirateur efficace qui est non toxique et sans danger pour l'environnement.

RINCAGE DE LA PIÈCE À MAIN – MAINTENANCE QUOTIDIENNE

L'unité dentaire est équipée d'un système de rinçage de la pièce à main qui vous permet de rincer régulièrement l'eau douce à travers les tubes de la pièce à main. Le besoin de cela est causé par le faible débit d'eau dans les tuyaux pendant une utilisation normale, ce qui peut conduire à la stagnation et la croissance potentielle de contamination "biofilm".

Il est recommandé de rincer les tuyaux au début et à la fin de chaque journée. Cela peut se faire avec ou sans les pièces à main installés, mais ayant les pièces à main sur les tubages restreint le débit, donc un temps plus long de rinçage sera nécessaire.

Tous les tubes sont rincés simultanément. Tenez-les ensemble et dirigez-les dans un bassin, évier ou crachoir pour recueillir l'eau. Retournez et maintenez le bouton de chasse d'eau.

Prévoyez suffisamment de temps à l'eau douce pour parcourir l'ensemble du système et de déplacer l'eau stagnante. L'Association Dentaire Américaine et les Centers for Disease Control peuvent fournir des recommandations supplémentaires concernant cette procédure, y compris des informations sur la fréquence et la durée de rinçage et l'utilisation de solutions antibactériennes dans le système d'eau autonome.



AVERTISSEMENT: Afin d'atténuer le risque de contamination croisée entre les patients, la désinfection et la stérilisation des pièces à main doit se produire après chaque procédure dentaire. Veuillez vous reporter aux instructions et recommandations du fabricant de la pièce à main pour la procédure de stérilisation ou désinfection.

UNITÉ DENTAIRE - ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Une procédure de nettoyage hebdomadaire doit être effectuée au moins une fois par semaine, de préférence au début de la semaine précédant le traitement des patients. Si l'appareil doit être stocké pendant un certain temps, effectuez une routine d'entretien hebdomadaire immédiatement avant et après le stockage.

1. Purgez l'unité avec de l'air.
2. Rincez le système avec une solution désinfectante:
 - Eteignez l'appareil. Videz la bouteille d'eau, en remplacement de l'eau avec une solution de nettoyage.
 - Tenez les tubes de la pièce à main et la seringue sur le crachoir ou un autre récipient approprié. Allumez l'appareil, attendez quelques instants, puis actionnez le bouton de rinçage, la seringue et la pédale de commande jusqu'à ce qu'un flux continu de solution soit en cours de passage à travers le système.

SUITE MAINTENANCE

3. Permettez au désinfectant de rester dans l'unité pendant 10 à 20 minutes, puis rincez à nouveau le système jusqu'à ce que toute la solution soit épuisée.
4. Purgez l'unité avec de l'air:
 - Tenez les tubes de la pièce à main et la seringue sur un récipient. Allumez l'appareil, attendez quelques instants, puis actionnez le bouton de rinçage, la seringue et la pédale de commande jusqu'à ce que toute solution soit purgée du système.
 - Éteignez l'appareil. (Si l'unité est conservée, arrêtez ici.)
5. Remplissez d'eau propre:
 - Avec l'appareil éteint, retirez la bouteille vide désinfectante. Remplacez par une bouteille propre et de l'eau.
 - Tenez les tubes de la pièce à main sur un récipient approprié. Allumez l'appareil, attendez quelques instants, puis utilisez le bouton de rinçage jusqu'à ce qu'un flux continu de l'eau coule à travers le système. Remplacez les pièces à main et faites la même chose avec la seringue. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Collecteur d'huile de la pièce à main:

Remplacer les gazes 50mm x 50mm avec des gazes propres dans le collecteur d'huile de la pièce à main tous les 90 jours ou plus souvent si les pièces à main sont huilés fréquemment.

Collecteur de solides:

Éteignez la pompe à vide. Retirez le bouchon du collecteur de solides et sortez de l'écran. Si vous trouvez une quantité excessive de matière dans l'écran, un nettoyage plus fréquent est nécessaire.

AUTONOME DE RÉSEAU D'AQUEDUC

Le système d'eau autonome est conçu pour optimiser la qualité de l'eau étant livré aux pièces à main et des seringues. Le système d'eau autonome a trois fonctions:

1. Le système peut être rempli d'eau filtrée ou stérile pour utilisation par le patient.
2. Le système peut être rempli avec un désinfectant pour le rinçage de la seringue et les tubages de la pièce à main.
3. L'appareil peut être purgé avec de l'air pour inhiber la croissance du biofilm.

Afin de maintenir un système d'eau vraiment d'asepsie, les procédures quotidiennes et hebdomadaires de nettoyage doivent être effectuées d'une manière régulière cohérente. Ne pas le faire pourrait entraîner des conduites d'eau contaminées et une qualité de l'eau inférieure à ce qui est acceptable pour un usage patient. Suivez une routine d'entretien quotidien et hebdomadaire pour un bon nettoyage des tuyaux avec le système d'eau potable.



ATTENTION: Désinfectez la nouvelle bouteille d'eau avant utilisation.

DÉSINFECTION LA BOUTEILLE

Remplissez la bouteille avec la solution de désinfectant 100 ml, agitez vigoureusement et laissez reposer pendant 10 minutes. Agitez à nouveau, puis rincez deux fois avec de l'eau.

100 ml d'une solution désinfectante pour chaque application par semaine est recommandée. Veuillez toujours utiliser un mélange frais chaque semaine.

La solution désinfectante: 9 pièces (90ml) L'eau du robinet

1 pièce (10ml) 5.25% L'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)

