

DCI **EDGE**

Un confort que vous pouvez ressentir.
Un soutien sur lequel vous pouvez
compter.



Tabourets dentaires de série 5 **Plus**

Santé et confort

L'inclinaison antérieure avancée du siège, les commandes intuitives et la mobilité fluide favorisent une posture ergonomique plus saine pour un confort tout au long de la journée, ce qui aide à réduire la fatigue et à promouvoir l'endurance du clinicien.

Ajustement facile

S'ajuste rapidement et intuitivement avec plusieurs options de hauteur (5 à 7,5 po selon la sélection de vérin), une plage de 13 degrés d'inclinaison antérieure et une hauteur du dossier à cliquet pour un soutien personnalisé toute la journée, disponible sur les tabourets du clinicien et de l'assistant.

Options de vérin à hauteur réglable

Permet de s'asseoir correctement dans tous les rôles de clinicien et d'assistant, avec plusieurs options de hauteur de selle pour améliorer l'accès autour du patient.

	Point le plus bas de la hauteur du siège	Point le plus haut de la hauteur du siège
Tabouret standard de clinicien	18,50 po	23,50 po
Tabouret de clinicien haut	21,75 po	29,25 po
Tabouret d'assistant	25,75 po	33,25 po

Tabouret de clinicien illustré avec le revêtement Diplomat Blue Asepsis.

Roulettes à roulement doux de 65 mm à profil bas

Permettent aux cliniciens de se déplacer librement autour du poste de travail sans entrer en collision avec l'équipement environnant. La hauteur compacte et le glissement en douceur permettent un roulement facile sous les systèmes de traitement disposés à 12 heures, ce qui permet un repositionnement efficace et un flux de travail ininterrompu.



Siège à inclinaison antérieure avancée

Favorise un bon alignement ergonomique en commençant par le bassin jusqu'au niveau de la colonne sacrée, lombaire, thoracique et cervicale, réduisant ainsi la douleur, la fatigue et les tensions musculosquelettiques tout en soutenant l'endurance clinique et la longévité professionnelle.



Avantages cliniques des sièges à inclinaison antérieure

Marque DCI Edge

Autres marques

Facteurs d'alignement ergonomique

Siège à inclinaison antérieure (inclinaison de 13°) avec tabourets de la série 5 Plus

Impact clinique des sièges à inclinaison antérieure

Siège plat (inclinaison de 0°)

Position pelvienne

Inclinaison antérieure

Soutient la neutralité lombaire

Fixe

Position lombaire

Maintenue

Réduit la compression des disques

Aplatie, risque de lordose lombaire

Angle des hanches

100 à 113°

Réduit la tension des fléchisseurs de la hanche

~90°

Activation musculaire

Plus faible

Moins de fatigue

Plus élevée

Se pencher vers l'avant

Depuis les hanches

Réduit les risques de blessures

À partir de la colonne vertébrale

Type de revêtement

Texturé – revêtement Edge

Élimine le glissement
Favorise un positionnement ergonomique plus sécuritaire

Non texturé

Stabilité et sécurité

La surface antidérapante du revêtement Edge sur le tabouret de clinicien et le tabouret d'assistant de la série 5 **Plus**, combinée à notre mécanisme de freinage en instance de brevet sur le tabouret de l'assistant, offre une stabilité et une sécurité inégalées à toute l'équipe dentaire.

Tabouret de clinicien

Conçu pour offrir une stabilité fiable dans le poste de travail, le tabouret de clinicien de la série 5 **Plus** permet un positionnement sûr et un mouvement contrôlé tout au long des procédures.

En fournissant un soutien fiable sans restreindre la mobilité, il aide à améliorer l'équilibre, à accroître la maîtrise et à maintenir une position de travail sécuritaire.

- **Fonction d'inclinaison antérieure avancée du siège** – permet un alignement ergonomique adéquat pour soutenir l'endurance du clinicien et sa longévité professionnelle
- **Base stable** – favorise un positionnement constant et sûr pendant les soins donnés aux patients
- **Revêtement Edge** – offre une performance antidérapante



Le tabouret du clinicien et le tabouret de l'assistant sont illustrés avec le revêtement Diplomat Blue Asepsis.

Revêtement antidérapant performant grâce à Edge

La surface texturée unique du revêtement Edge vous maintient bien en place, éliminant le glissement pendant les procédures tout en maintenant une expérience de soutien souple qui favorise un positionnement ergonomique plus sécuritaire et une plus grande maîtrise lorsque la précision compte le plus.

Le revêtement Edge est de couleur assortie à celle d'UltraFabrics^{MD} Ultraleather.



Tabouret d'assistant

Doté d'un siège à inclinaison antérieure de pointe et d'un mécanisme de freinage en attente de brevet, le tabouret d'assistant de la série 5 **Plus** offre une stabilité fiable sans restreindre les mouvements. Conçu en fonction de flux de travail réellement adaptés, il permet un positionnement sûr et un mouvement maîtrisé tout au long des procédures, favorisant l'équilibre, la sécurité et l'efficacité pendant les soins aux patients.

- **Fonction d'inclinaison antérieure avancée du siège** – permet un alignement ergonomique adéquat pour soutenir l'endurance du clinicien et sa longévité professionnelle
- **Grand repose-pieds** – permet un mouvement maîtrisé tout en maintenant l'équilibre
- **Mécanisme de freinage en instance de brevet** – offre une maîtrise et une sécurité accrues lorsque la stabilité est essentielle. Reste stable pendant les procédures et le repositionnement
- **Base stable** – favorise un positionnement constant et sûr pendant les soins aux patients
- **Revêtement Edge** – offre une performance antidérapante

Revêtement Edge



UltrafabricsMD
Ultraleather



Les tabourets sont offerts dans toutes les options de couleurs Ultraleather de DCI Edge standard, à l'exception des modèles avec fil.





DCI edge

Tabourets dentaires DCI Edge de série 5 Plus

Fiabilité robuste et tranquillité d'esprit

Avec sa capacité de 300 lb, conçu et testé pour reproduire 20 ans d'utilisation, et la tranquillité d'esprit apportée par une garantie de 10 ans, le tabouret de la série 5 **Plus** est conçu pour répondre aux exigences quotidiennes de la dentisterie.



Capacité de poids de 300 lb

Conçu pour offrir un soutien fiable, ce modèle robuste et éprouvé peut supporter jusqu'à 300 lb. – conçu pour fonctionner jour après jour dans des environnements cliniques occupés.

Conçu et testé pour simuler 20 ans d'utilisation

Des tests approfondis et une ingénierie réfléchie veillent à ce que ce tabouret dentaire soit conçu pour résister aux exigences d'une utilisation clinique quotidienne.

Couvert par une garantie de 10 ans

DCI Edge offre un équipement de haute qualité couvert par une garantie sans tracas de 10 ans pour tous nos clients.





Trois emplacements DCI Edge, idéalement situés dans plusieurs fuseaux horaires.

Nous offrons des visites VIP sur place à chacun de nos emplacements ou en mode virtuel.

OREGON, É.-U.

Salle d'exposition
Installation de fabrication

120 S Elliott Road
Newberg, OR 97132

CAROLINE DU NORD, É.-U.

Salle d'exposition
Installation de fabrication

9201 Stockport Place
Charlotte, NC 28273

ILLINOIS, É.-U.

Salle d'exposition
Siège social nord-américain de NSK

1800 Global Parkway
Hoffman Estates, IL 60192



Siège social de DCI

705 S Springbrook Road, Newberg, OR 97132
equipment@dcionline.com | 1 800 624-2793
Du lundi au vendredi, de 5 h à 17 h (HP)

   | dciedge.com | 50327/Mai 2026-001/AS

« CONCEVOIR LE
CABINET DENTAIRE

